

MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA

**Cinturón inmovilizador standard -
306585****CINTURÓN
IMOVILIZADOR
STANDARD - 306585**

Cinturón inmovilizador standard de Ubiotex con diseño reforzado y asas extra para ayudar a incorporar y/o trasladar al paciente, facilitando el trabajo a los cuidadores, pues evita que se hagan sobreesfuerzos. Posee una alta durabilidad y aporta confort al paciente.



MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA

Cinturón inmovilizador standard - 306585

CARACTERÍSTICAS

- **Composición**
 - Revestimiento de PVC con refuerzo de tejido acabado en poliuretano.
- **Dimensiones**
 - M: de 65 a 115 cm de contorno.
 - L: de 95 a 155 cm de contorno.
 - XL: de 110 a 170 cm de contorno.
- **Mantenimiento**
 - Lavar con jabón neutro y con una esponja humedecida.
 - Eliminar el exceso de jabón con un paño húmedo.
 - Secar al aire.
 - No usar productos químicos.
 - No usar lejía.
 - No lavar en lavadora.
 - No usar secadora.
 - No planchar.
 - No limpiar en seco.



MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA

Cinturón inmovilizador standard - 306585