

## PODOLOGÍA

**Protector juanete con cincha elástica - 802220****PROTECTOR JUANETE  
CON CINCHA ELÁSTICA -  
802220**

El **protector de juanete con cincha elástica** esta recomendado para patología como la de de hallux valgus. Esta **diseñada para evitar el rechazo** de los usuarios. Se sujeta en el antepié con la cincha elástica.



**PODOLOGÍA****Protector juanete con cincha elástica - 802220****CARACTERÍSTICAS**

\*Efectos y ventajas:

- Diseño de poco grosor para evitar los rechazos.
- La cincha elástica sirve de sujeción en el antepié.

\*Patología: Hallux Valgus.

\*Composición: (Exterior) 70%nylon, 30%lycra elástica. (Interior) 100%tpr gel

\*Medidas: Talla Única

\*Mantenimiento:

- Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar al aire, espolvorear ligeramente con talco en el interior, no retorcer.
- No planchar y no exponer a fuentes de calor directas.
- Conservar en lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar.



## PODOLOGÍA

**Protector juanete con cincha  
elástica - 802220****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Medidas:** Talla Única
- **Composición:** Exterior: 70%nylon, 30%lycra elástica
- **Composición:** Interior: 100%tpr gel