

ORTÉSICA Y PROTÉSICA

Zapato posquirúrgico taco - 802370**ZAPATO
POSQUIRÚRGICO TACO -
802370**

El **zapato postquirúrgico taco - 802370** reduce la carga en la zona de antepié concentrando todo el apoyo en el talón. Este modelo de zapato es muy **ligero, transpirable y antideslizante**. Se recomienda su uso tras intervenciones en falanges y juanetes.



ORTÉSICA Y PROTÉSICA

Zapato posquirúrgico taco - 802370

CARACTERÍSTICAS

- **Efectos y ventajas:**
 - Indicado tras intervenciones en falanges y juanetes.
 - Su diseño evita la carga en el antepié concentrando todo el apoyo en el talón.
 - Transpirable, muy ligero y antideslizante.
 - Composición: Poliéster, nilón y EVA
- **Mantenimiento:**
 - El tejido debe limpiarse con un cepillo o con un trapo ligeramente humedecido.
 - No exponer el producto a una llama directa.
- **Color:** Negro
- **Tallas:**
 - 802370: tallas 34-37
 - 802372: tallas 38-40
 - 802374: tallas 41-43
 - 802376: tallas 44-46



ORTÉSICA Y PROTÉSICA

Zapato posquirúrgico taco - 802370

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Color:** Negro
- **Composición:** Polyéster, Nylon y EVA

MODELOS

- **Talla:**
 - 41-43
 - 38-40
 - 44-46
 - 34-37