

## ARNESES PARA GRÚAS

### Arnés de ducha para grúa

#### ARNÉS DE DUCHA PARA GRÚA



**Arnés de ducha para grúa Tecnimoem** diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad, tanto para el paciente como para el personal asistencial.

Este modelo es adecuado para personas con movilidad de la cabeza, y puede usarse sentado y acostado, con las piernas juntas o separadas, dependiendo del grado de movilidad del paciente.

## ARNESES PARA GRÚAS

### Arnés de ducha para grúa

#### CARACTERÍSTICAS

- Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción.
- Tejido en malla de poliéster 100%.
- Cintas de poliéster con regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad.
- Ribete de acrílico de 3 cm (azul).
- No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o del arnés (200 kg).
- Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes.
- Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él.
- No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.

**ARNESES PARA GRÚAS****Arnés de ducha para grúa****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Peso máximo soportado:** 200 kg