

PEDALIERS

Pedaler para rehabilitación Crossy Fix - RP922

PEDALIER PARA REHABILITACIÓN CROSSY FIX - RP922

El pedaler para rehabilitación en acero pintado Crossy Fix RP922 de Moretti Ibérica está destinado para **personas con dificultades de movimiento o individuos con un estilo de vida sedentario**. Su finalidad es la de **restablecer la coordinación y la masa muscular de las extremidades** superiores e inferiores, así como la de ejercitar de manera pasiva la musculatura.

Viene **equipado con 4 conteras antideslizantes, pedales con banda** para los pies, **perilla de regulación de intensidad y fricción regulable**.



PEDALIERS

Pedalier para rehabilitación Crossy Fix - RP922

CARACTERÍSTICAS

- *El pedalier para rehabilitación está destinado para personas con dificultades de movimiento.
- *Indicado para restablecer la coordinación y la masa muscular de las extremidades superiores e inferiores.
- *Equipado con 4 conteras en goma antideslizante.
- *Realizado en acero pintado.
- *Pedales con banda ajustable para los pies.
- *Fricción regulable.
- *Perilla de regulación intensidad.
- *Embalaje: polietileno estampado/caja de cartón. Estructura: acero pintado. Pedales: polipropileno.
- *Altura mínima (pedales en posición horizontal): 28 cm. Altura máxima (pedales en posición vertical): 35,5 cm. Peso: 2,2 kg.



PEDALIERS

Pedalier para rehabilitación Crossy Fix - RP922