

## SILLAS MULTIFUNCIONALES INFANTILES

# Silla bipedestadora multifuncional Baffin Automatic

### SILLA BIPEDESTADORA MULTIFUNCIONAL BAFFIN AUTOMATIC



La **silla bipedestadora multifuncional Baffin Automatic** ha sido diseñada para posicionar en sedestación, bipedestación y decúbito, así como para transportar al paciente. Está disponible en 3 tallas (S, M, L) para niños y adolescentes de entre 85 y 130 cm de altura.

Gracias al innovador sistema de columna vertebral incorporada, soportes laterales y corrección de pelvis, Baffin Automatic RS es una excelente herramienta para los fisioterapeutas, pues simplifica la labor de poner al paciente de pie o sentado, favoreciendo su estimulación y desarrollo de las funciones cognitivas.

## SILLAS MULTIFUNCIONALES INFANTILES

# Silla bipedestadora multifuncional Baffin Automatic

## CARACTERÍSTICAS

**Baffin Automatic suele ser utilizado por personas con las siguientes afecciones:** parálisis cerebral, distrofias musculares, parálisis de etiología diversa, espina bífida, mielomeningocele, afección tras una lesión medular, afección tras un traumatismo craneoencefálico, afección tras accidentes cerebrovasculares, posturas defectuosas (en particular escoliosis, cuando no se puede utilizar otro tratamiento).

### Beneficios de uso:

- Mejora de la eficacia del sistema cardiovascular
- Prevención y tratamiento de la insuficiencia venosa
- Mejora de la ventilación pulmonar y prevención de la neumonía
- Prevención de la embolia pulmonar
- Prevención y tratamiento de la osteoporosis
- Prevención y tratamiento de la estasis urinaria
- Ayuda en la reeducación de la vejiga neurógena
- Mejora el estado mental
- Prevención de las atrofas musculares
- Previene y trata las contracturas
- Mejora la movilidad de las articulaciones
- Trata y ralentiza el avance de la escoliosis en el caso de niños y jóvenes que han perdido la función de caminar
- Crea un patrón de sedestación correcto.

Las **contraindicaciones** para el uso de Baffin Automatic son las mismas que para permanecer en posición erguida, entre las que se incluyen:

- Reacción atípica no deseada a la posición erguida
- Inflamación articular de diferentes orígenes
- Afecciones tras fracturas de huesos largos con proceso de curación incompleto
- Afecciones tras luxaciones y otras lesiones articulares
- Aumento de la temperatura corporal
- Gracias a su estructura, el dispositivo automático Baffin permite colocar en posición vertical a pacientes con contracturas fijas de la articulación de la cadera y de la rodilla; sin embargo, estos casos deben analizarse individualmente.



## SILLAS MULTIFUNCIONALES INFANTILES

**Silla bipedestadora multifuncional  
Baffin Automatic****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Ancho (asiento):** 18 - 33 cm
- **Ancho (total):** 72 cm
- **Peso máximo soportado:** 40 - 60 kg
- **Profundidad de asiento:** 18 - 39 cm
- **Longitud :** 88 cm
- **Altura de respaldo:** 44 - 60 cm

**MODELOS**

- **Tamaño:**
  - M
  - L
  - S

