

OUTLET

Férula de abducción de cadera infantil - HIP500

FÉRULA DE ABDUCCIÓN DE CADERA INFANTIL - HIP500

Férula de abducción de cadera infantil - HIP500 de EMO para mantener la cabeza del fémur centrada dentro del acetábulo, en 60º de abducción y 90º de flexión, favoreciendo un desarrollo óseo normal.




OUTLET

Férula de abducción de cadera infantil - HIP500

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con termoplástico almohadillado.
- Almohadillada con suave tejido de rizo.
- Se ajusta y adapta mediante velcro.
- La posición de flexión, abducción y rotación externa aumenta la cobertura del acetábulo sobre la cabeza del fémur, posibilita una mayor estabilidad y congruencia.
- Indicaciones:
 - Luxación congénita de cadera
 - Reducción no forzada en las displasias de cadera
 - Caderas luxables o inestables durante los primeros meses de vida del bebé
 - Subluxaciones de otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos.
 - Reducción no forzada en las displasias de cadera.
- Tallas: S (18-22)



OUTLET

Férula de abducción de cadera infantil - HIP500