

MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA

Carro de transferencias y bipedestación QuickMove - SystemRoMedic

CARRO DE TRANSFERENCIAS Y BIPEDESTACIÓN QUICKMOVE - SYSTEMROMEDIC



QuickMove es un bipedestador de apoyo que activa al usuario cuando se levanta para ponerse de pie y durante las transferencias, de pie o sentado, de la cama a la silla, de la silla a la silla o desde/hacia el inodoro.



- Este modelo ha sido desarrollado para usuarios con problemas de equilibrio y fuerza en sus piernas, aunque el usuario debe participar usando los brazos.
- QuickMove proporciona un levantamiento más seguro, tanto para el usuario como para el cuidador, contribuyendo a la protección y el fortalecimiento de las capacidades funcionales de los pacientes.
- Pequeño y práctico.
- Estimula un patrón de movimiento natural.
- Asientos acolchados ajustables, que también se pueden inclinar.
- Anchura de la base ajustable.
- Accesorios para un apoyo y seguridad extras.

MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA

Carro de transferencias y bipedestación QuickMove - SystemRoMedic

CARACTERÍSTICAS

- Apertura de patas con pedal.
- Asientos regulables en altura mediante pistón hidráulico.
- Sistema de basculación hidráulica para regular la posición del usuario.
- Soporte de piernas regulable.
- Asientos abatibles en 2 direcciones: hacia arriba o hacia los lados.
- Por tanto, para retirarse no necesitan que el usuario se levante completamente, situación muy habitual en los usuarios donde se suele utilizar este tipo de ayuda técnica.
- Soporte para la parte inferior de las piernas ajustable.
- **Medidas** (ver imagen)
 - A. Longitud 900-1030 mm
 - B. Ancho, interior. Separación mínima de las patas. De rueda a rueda: 455 mm
 - C. Anchura, interior. Separación máxima de las patas. De rueda a rueda: 830 mm
 - D. Anchura, exterior. Separación mínima de las patas. De rueda a rueda: 615 mm
 - E. Anchura, exterior. Separación máxima de las patas. De rueda a rueda: 1050 mm
 - F. Anchura entre patas. Separación mínima de las patas: 480 mm
 - G. Anchura entre las patas. Separación máxima de las patas: 620 mm
 - H. Ajuste de la altura: Del suelo a la barra de empuje 1065 - 1120 mm
 - I. Altura: Suelo hasta el marco de las ruedas 140 mm
 - J. Altura: Parte superior de la pata en el suelo 45 mm
 - K. Altura del asiento: Mínimo 730 mm
 - L. Altura del asiento: Máx. 850 mm
 - Anchura del asiento 480 mm
 - Profundidad del asiento: 265 mm
 - Ø de la rueda Ø80 mm
 - Peso: 35 kg
 - Capacidad de peso máxima: 170 kg



MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA**Carro de transferencias y
bipedestación QuickMove -
SystemRoMedic**