

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación ClassicSling - SystemRoMedic™

ARNÉS DE ELEVACIÓN CLASSICSLING - SYSTEMROMEDIC™




ClassicSling proporciona al usuario una posición de asiento cómoda y segura y sensación de seguridad.

- Diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, y también es adecuada para los usuarios con amputaciones altas de piernas.
- También está disponible con apertura de higiene, facilitando las elevaciones en las visitas al inodoro.
- Soportes de piernas no divididos: se deja en la silla debajo del usuario después de la transferencia.
- Respaldo de hombros alto: el usuario recibe apoyo por todo el recorrido, desde las rodillas hasta los hombros.
- Postura sentada erguida.
- Especialmente adecuado para usuarios con dolor en las articulaciones.
- Carga operacional segura: 300 kg.
- Diferentes modelos (ver imagen).

ARNESES PARA GRÚAS


**Arnés de elevación ClassicSling -
SystemRoMedic™**

CARACTERÍSTICAS



ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación ClassicSling - SystemRoMedic™



	4022001	4022004	4022006	4022008	4022009	4022008	4022008	4022008
HOMBRE	ClassicSling	ClassicSling	ClassicSling	ClassicSling	ClassicSling	ClassicSling	ClassicSling	ClassicSling
DESCRIPCIÓN						Con apertura de leguero	Con apertura de leguero	Con apertura de leguero
UNIDAD	1 ud/uds	1 ud/uds	1 ud/uds					
MATERIALES	Malla de poliéster	Malla de poliéster	Malla de poliéster					
TAMBAÑO	XS	S	M	L	XL	S	M	L
PESO DE UTILIZACIÓN	20-40 kg	30-60 kg	55-85 kg	80-120 kg	110-140 kg	30-40 kg	55-85 kg	80-120 kg
NECESIDAD DE LAS MALLAS DEL ARNÉS	90 cm	98 cm	46 cm	63 cm	80 cm	58 cm	46 cm	63 cm
ALTURA DEL ARNÉS	80 cm	90 cm	95 cm	98 cm	100 cm	90 cm	95 cm	98 cm
CARGA OPERACIONAL SEGUERA	300 kg	300 kg	300 kg					