

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación HighbackSling - SystemRoMedic™**ARNÉS DE ELEVACIÓN
HIGHBACKSLING -
SYSTEMROMEDIC™**

HighBackSling está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, cuando el usuario necesita apoyo adicional para la cabeza o en levantamientos en posición supina desde el suelo.

- Soportes de piernas divididos; fácil para el cuidador de poner y quitar, el usuario no se sienta en el arnés.
- Respaldo alto, el usuario recibe apoyo desde el cóccix, hasta por encima de la cabeza y debajo de las piernas.
- Posición sentada ligeramente reclinada
- Los listones de plástico desmontables proporcionan al apoyo principal una mayor estabilidad.
- Bolsillo en el borde inferior de la parte posterior para una colocación más fácil
- Carga operacional segura 300 kg (desechable: 200 kg).

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación HighbackSling - SystemRoMedic™

CARACTERÍSTICAS

El arnés de elevación **HighbackSling - SystemRoMedic™** está disponible en diferentes materiales y modelos (ver imágenes):

- **HighBackSling poliéster:** es el más estándar, adecuado para la mayoría de usuarios.
- **HighBackSling red de poliéster:** con o sin soportes de piernas reforzado. Tejido de red o malla que permite una mayor transpirabilidad del artículo, ideal para ambientes húmedos como baños.
- **HighBackSling red plástica:** fabricado en un tejido de red o malla plastificada, de color azul, adecuado para piscinas y centros de rehabilitación en agua.
- **HighBackSling desechable:** dispone de un soporte rígido para la cabeza y de soportes de piernas reforzados. Fabricado con un material no tejido, resistente y duradero. En lugar de lavarse, el arnés se desecha tras su uso, bien porque está sucio o bien porque el usuario ya no lo necesita. Esta opción contribuye a un mayor control higiénico, evitando contagios de gérmenes entre usuarios. HighBackSling Desechable es un arnés para uso a corto plazo y para usuarios que pesen máximo 200 kg. El tamaño mayor, XXL, puede ser utilizado por usuarios que pesen máximo 300 kg.



ARNESES PARA GRÚAS

**Arnés de elevación HighbackSling -
SystemRoMedic™**