

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación BasicSling - SystemRoMedic™

ARNÉS DE ELEVACIÓN BASICSLING - SYSTEMROMEDIC™



BasicSling está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como en transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, o cuando el usuario tiene la estabilidad en el torso limitada, pero una buena estabilidad en la cabeza.


- Disponible en diferentes materiales, tamaños y versiones para usuarios que pesen máximo hasta 300 kg.
- Soportes de piernas divididos; fácil para el cuidador de poner y quitar, el usuario no se sienta en el arnés
- Respaldo de hombros alto; el usuario recibe apoyo desde el cóccix, hasta los hombros y debajo de las piernas
- Postura sentada erguida

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación BasicSling - SystemRoMedic™

CARACTERÍSTICAS

- Modelo estándar, adecuado para la mayoría de usuarios, con buena estabilidad en la cabeza
- BasicSling en malla de poliéster está disponible con y sin soportes de piernas reforzado
- Bolsillo en el borde inferior de la parte posterior para una colocación más fácil



| | 40000002 | 40000005 | 40000004 | 40000006 | 40000007 | 40000008 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NOMBRE | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling |
| DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| UNIDAD | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds |
| MATERIALES | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| TAMANO | XXS | XS | S | M | L | XL |
| PESO DE USUARIO REC. | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg | 45-60 kg | 75-110 kg | 100-150 kg |
| MEDIDAS DE LAS MANGAS DEL ARNÉS | | | | | | |
| ALTEZA DEL ARNÉS | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 50 cm | 60 cm | 65 cm |
| ALTEZA DEL ARNÉS | 65 cm | 65 cm | 77 cm | 89 cm | 95 cm | 98 cm |
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación BasicSling - SystemRoMedic™

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso máximo soportado: 300 kg**

| | 4020009 | 4020002 | 4020003 | 4020004 | 4020006 | 4020007 |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NOMBRE | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling |
| DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| UNIDAD | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds |
| MATERIALES | Poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster |
| TAMANO | XXL | XXS | XS | S | M | L |
| PESO DE USUARIO REC | 140-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg | 45-60 kg | 75-110 kg |
| MEDIDAS DE LAS MANGAS DEL ARNÉS | 75 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 50 cm | 60 cm |
| ALTURA DEL ARNÉS | 98 cm | 65 cm | 65 cm | 77 cm | 89 cm | 95 cm |
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |

| | 4020008 | 4020009 | 4020001 | 4020007 | 4020004 | 4020006 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling |
| DESCRIPCIÓN | | | Sen reportes de gomas reforzadas | Sen reportes de gomas reforzadas | Sen reportes de gomas reforzadas | Sen reportes de gomas reforzadas |
| UNIDAD | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds |
| MATERIALES | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster |
| TAMANO | XL | XXL | XXS | XS | S | M |
| PESO DE USUARIO REC | 100-150 kg | 140-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg | 45-60 kg |
| MEDIDAS DE LAS MANGAS DEL ARNÉS | 65 cm | 75 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm | 50 cm |
| ALTURA DEL ARNÉS | 98 cm | 98 cm | 65 cm | 65 cm | 77 cm | 89 cm |
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |

| | 4020007 | 4020008 | 4020009 | 4020001 | 4020004 | 4020006 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| NOMBRE | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling | BasicSling |
| DESCRIPCIÓN | Sen reportes de gomas reforzadas | Sen reportes de gomas reforzadas | Sen reportes de gomas reforzadas | | | |
| UNIDAD | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds | 1 ud/uds |
| MATERIALES | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla de poliéster | Malla plástica | Malla plástica | Malla plástica |
| TAMANO | L | XL | XXL | XXS | XS | S |
| PESO DE USUARIO REC | 75-110 kg | 100-150 kg | 140-200 kg | 10-25 kg | 20-35 kg | 35-55 kg |
| MEDIDAS DE LAS MANGAS DEL ARNÉS | 60 cm | 65 cm | 75 cm | 21 cm | 27 cm | 37 cm |
| ALTURA DEL ARNÉS | 95 cm | 98 cm | 98 cm | 65 cm | 65 cm | 77 cm |
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |