

ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación LowbackSling - SystemRoMedic™

ARNÉS DE ELEVACIÓN LOWBACKSLING - SYSTEMROMEDIC™



LowBackSling está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, y cuando el usuario dispone de estabilidad en el torso.

- Soportes de piernas divididos; fácil para el cuidador de poner y quitar, el usuario no se sienta en el arnés
- Respaldo bajo; el usuario recibe apoyo desde el cóccix, hasta las axilas y debajo de las piernas
- Postura sentada erguida
- Modelo estándar, adecuado para la mayoría de usuarios con buena estabilidad en el torso
- Bolsillo en el borde inferior de la parte posterior para una colocación más fácil
- Carga operacional segura 300 kg


ARNESES PARA GRÚAS

Arnés de elevación LowbackSling - SystemRoMedic™

CARACTERÍSTICAS

El arnés de elevación **LowbackSling - SystemRoMedic™** está disponible en diferentes materiales y modelos (ver imágenes):

- **LowBackSling poliéster:** es el más estándar, adecuado para la mayoría de usuarios.
- **LowBackSling malla de poliéster:** tejido de red o malla que permite una mayor transpirabilidad del artículo, ideal para ambientes húmedos como baños.
- **LowBackSling malla plastificada:** fabricado en un tejido de red o malla plastificada, de color azul, adecuado para piscinas y centros de rehabilitación en agua.



ARNESES PARA GRÚAS

**Arnés de elevación LowbackSling -
SystemRoMedic™**