

PEDALIERS

Pedalier para rehabilitación con empuñaduras Crossy Double - RP929

PEDALIER PARA REHABILITACIÓN CON EMPUÑADURAS CROSSY DOUBLE - RP929



El **pedalier para rehabilitación con empuñaduras en acero pintado Crossy Double RP929** de Moretti Ibérica está destinado para personas con dificultades de movimiento. Su finalidad es la de **restablecer la coordinación y la masa muscular de las extremidades superiores e inferiores.**

Viene equipado con 4 conteras antideslizantes, pedales con correa para los pies y perilla de regulación de intensidad. Sus empuñaduras son regulables en altura, y su **estructura es totalmente desmontable y regulable en inclinación** para ofrecer una mayor variedad de ejercicios durante las sesiones rehabilitadoras.

PEDALIERS**Pedaler para rehabilitación con
empuñaduras Crossy Double -
RP929****CARACTERÍSTICAS****Características técnicas:**

- Dimensiones exteriores:
 - 39 x 56 x H: 80,5÷92,5 cm
- Peso: 5,5 kg.
- Materiales:
 - Estructura: acero pintado
 - Reposapiés: polipropileno

PEDALIERS**Pedalier para rehabilitación con
empuñaduras Crossy Double -
RP929****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Estructura:** Acero