

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Eslinga movilizadora estándar**ESLINGA MOVILIZADORA
ESTÁNDAR**

Gracias a su **diseño**, con esta **eslinga movilizadora estándar de Ubiotex** es posible **controlar el tronco del paciente durante las tareas de movilización y transferencia**. Aporta **mayor seguridad** en los movimientos al paciente y **facilita el trabajo a los cuidadores** evitando sobreesfuerzos.



MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD**Eslinga movilizadora estándar****CARACTERÍSTICAS**

*Composición: revestimiento de PVC con refuerzo de tejido acabado en poliuretano.

*Dimensiones: 88 cm de largo.

*Color: negro.

*Mantenimiento:

- Lavar con jabón neutro y con una esponja humedecida. Eliminar el exceso de jabón con un paño húmedo.
- Secar al aire.
- No usar productos químicos.
- No usar lejía.
- No lavar en lavadora.
- No usar secadora.
- No planchar.
- No limpiar en seco.



MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD**Eslinga movilizadora estándar****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Color:** Negro
- **Largo:** 88 cm