

RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS

Rampas plegables para sillas de ruedas o scooters (par) 692

RAMPAS PLEGABLES PARA SILLAS DE RUEDAS O SCOOTERS (PAR) 692

Las **rampas plegables 692 de Vermeiren** están pensadas para **facilitar la carga de sillas de ruedas, scooters pesados y sillas eléctricas en el automóvil.**

Son modelos que destacan por ser muy fáciles de instalar y usar, ya que incluyen **asas de transporte, superficie antideslizante y bolsa de transporte.**



RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS

Rampas plegables para sillas de ruedas o scooters (par) 692

CARACTERÍSTICAS

- Estas rampas plegables garantizan que pueda cargar, de forma segura, scooters pesados y sillas de ruedas en el automóvil.
- Desembalar, desplegar y listas para usar.
- Las asas facilitan el transporte de las rampas y la superficie antideslizante asegura una mejor tracción posible.
- Se incluye la bolsa de almacenamiento/transporte.
- Cada juego contiene dos rampas.

Uso:

- Las rampas son fáciles de usar:
 - 1. Despliega la rampa.
 - 2. Coloque la parte antideslizante sobre la superficie a abordar.
 - 3. Asegúrese que las rampas están estables.
 - 4. Suba el scooter o la silla de ruedas por las rampas.

Características técnicas*:

- La caja del producto incluye:
 - 2 rampas plegables
 - Bolsas de transporte (2x)
 - Manual de instrucciones
- Largo desplegadas: 1800 mm
- Largo plegadas: 920 mm
- Peso: 9 kg x 2 / 18 kg (par)
- Anchura 370 mm (/pieza)
- Ancho de vía 290 mm
- Altura: 50 mm
- Peso máximo soportado: 150 kg / rampa

*Las desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles



RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS

Rampas plegables para sillas de ruedas o scooters (par) 692

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso máximo soportado: 150 kg**

