


COJINES ANTIESCARAS DE FLOTACIÓN LÍQUIDA

Cojín antiescaras de gel fluido**COJÍN ANTIESCARAS DE
GEL FLUIDO**

El **cojín antiescaras de gel líquido de Obea Chair** es una ayuda de descanso para **evitar la formación de úlceras por presión** gracias a que **promueve la circulación sanguínea de la persona usuaria**. Cuenta una **funda exterior impermeable** en la parte superior y antideslizante en el reverso con cremallera, lo que facilita su lavado.

COJINES ANTIESCARAS DE FLOTACIÓN LÍQUIDA**Cojín antiescaras de gel fluido****CARACTERÍSTICAS**

- *Contiene una bolsa de 3 kg de gel aprox. y una espuma de 4 cm.
- *Funda exterior impermeable en la parte superior y antideslizante en la parte inferior con cremallera para facilitar su lavado.
- *El gel reparte las presiones, facilitando la circulación en el usuario y evitando las escaras.
- *Medidas: 43 x 43 x 6 cm
- *Peso máximo usuario: 100kg.



COJINES ANTIESCARAS DE FLOTACIÓN LÍQUIDA

Cojín antiescaras de gel fluido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Ancho (total):** 43 cm
- **Peso máximo soportado:** 100 kg
- **Largo:** 43 cm
- **Grosor:** 6 cm