

## ORTÉSICA Y PROTÉSICA

**Talonera semicilíndrica antiescaras -  
109100****TALONERA  
SEMICILÍNDRICA  
ANTIESCARAS - 109100**

**Talonera semicilíndrica antiescaras de Ubiotex** para reducir el riesgo de aparición de escaras por presión.

## ORTÉSICA Y PROTÉSICA

**Talonera semicilíndrica antiescaras -  
109100****CARACTERÍSTICAS**

- **Efectos y ventajas:**
  - Antiescara, antialérgico
- **Composición:**
  - Suapel (60% poliéster, 40% acrílico).
  - Terlenka (65% pol., 35% algodón)
- **Medidas:** 23x19x9cm
- **Mantenimiento:**
  - Cepillar o sacudir la cara de fibra. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos.
  - Si se lava a máquina, utilizar un programa delicado.
  - Secar en posición horizontal. No planchar. No usar lejía. No limpiar en seco.



## ORTÉSICA Y PROTÉSICA

**Talonera semicilíndrica antiescaras -  
109100****MODELOS**

- **Color:**
  - Blanco
  - Azul Marino
  - Gris

