

## Tobillera en loneta standard con cierre iron-clip (par) - 404450

### TOBILLERA EN LONETA STANDARD CON CIERRE IRON-CLIP (PAR) - 404450

La **tobillera en loneta standard con cierre iron-clip (par) - 404450** fija uno o ambos pies a la cama donde se encuentra el paciente.

Una de las principales ventajas de esta tobillera es que se adapta a cualquier tipo de pie.



## Tobillera en loneta standard con cierre iron-clip (par) - 404450

### CARACTERÍSTICAS

**\*Efectos y ventajas:**

-Fijan de forma relajada o firme, uno o ambos pies.

**\*Composición:**

-Lona (75% algodón, 25% poliéster) Cierre IronClip. Cinta de polipropileno.

**\*Medidas:** Se adapta a cualquier tipo de pie.

**\*Mantenimiento:**

-Basta con lavarlas periódicamente a mano o a máquina, a temperatura máxima de 40°C.

-Secar en posición horizontal y sin fuentes de calor.



## Tobillera en loneta standard con cierre iron-clip (par) - 404450

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Color:** Loneta
- **Dimensiones:** Se adapta a cualquier tipo de pie
- **Composición:** Lona (75% algodón, 25% poliéster)
- **Composición:** Cierre IronClip
- **Composición:** Cinta de polipropileno