

## CINTURONES PERINEALES PARA CAMA

**Cinturón perineal/tórax en lona con cierre de ironclip para cama de 90 cm (talla M)****CINTURÓN  
PERINEAL/TÓRAX EN  
LONA CON CIERRE DE  
IRONCLIP PARA CAMA  
DE 90 CM (TALLA M)**

El cinturón perineal/tórax en lona con cierre de ironclip para cama de 90 cm (talla M) inmoviliza al paciente de la zona abdominal, perineal y de hombros, impidiendo que gire hacia los lados y se incorpore.

Su diseño se garantiza máxima estabilidad permitiendo el movimiento del usuario. Es adaptable para cualquier silla de ruedas.



## CINTURONES PERINEALES PARA CAMA

# Cinturón perineal/tórax en lona con cierre de ironclip para cama de 90 cm (talla M)

## CARACTERÍSTICAS

- **Composición:** Este modelo está fabricado de material loneta (75% algodón, 25% poliéster) pero se puede fabricar en polipropileno o acolchado. La diferencia principal en cuanto al tejido es la temperatura de lavado. El tejido acolchado aguanta hasta 40°C y el polipropileno y la loneta aguantan hasta 90°C. En cuanto al cierre, el modelo de referencia lleva cierre de ironclip.
- **Medida** de cintura: talla M de 85 cm a 109 cm. Es la talla más vendida pero disponemos de talla S (60-90 cm) y de la talla L (105-145 cm).
- **Medida:** Cama de 90 cm. disponible también para cama de 105 cm y 150 cm.
- **Mantenimiento:** Temperatura máxima de lavado 90°C. No lavar en seco. No tolera secadora. No usar lejía. No planchar.
- **Duración:** Los cierres de imán, se aconseja el cambio entre tres y doce meses, según uso.



## CINTURONES PERINEALES PARA CAMA

# Cinturón perineal/tórax en lona con cierre de ironclip para cama de 90 cm (talla M)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Tipo de cierre:** iron-clip
- **Dimensiones:** M: 85-109cm
- **Composición:** Loneta (75% algodón y 25% poliéster)