

## COJINES ANTIESCARAS DE AIRE

## Cojín antiescaras Vicair Multifuncional O2 para silla de ruedas multifuncional

### COJÍN ANTIESCARAS VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 PARA SILLA DE RUEDAS MULTIFUNCTIONAL



El cojín antiescaras para silla de ruedas Vicair Multifuncional O2 está pensado para ser usado en una silla de ruedas basculante con ajuste de profundidad de asiento.

- Proporciona un **alto nivel de comodidad, protección óptima de la piel y estabilidad.**
- Su **diseño Vicair Adjuster O2 con compartimentos traseros más profundos** permite una **redistribución la presión** mientras mantiene a la persona usuaria cómodamente **posicionada y apoyada.**
- Es decir, **ayuda a prevenir las úlceras por presión,** especialmente cuando se utiliza en combinación con el cojín de respaldo multifuncional Vicair.
- **Ideal para sillas basculantes** con ajuste de profundidad.
- **Ajuste óptimo a los contornos del cuerpo** para una distribución equitativa de la presión.
- **Confort y protección de la piel** en una silla de rudas basculante.

## COJINES ANTIESCARAS DE AIRE

# Cojín antiescaras Vicair Multifuncional O2 para silla de ruedas multifuncional

## CARACTERÍSTICAS

### Características:

#### Comodidad y protección de la piel en una silla de ruedas basculante en el espacio

- Ideal para utilizarse en sillas basculantes con ajuste de profundidad.
- Diseño Vicair Adjuster O2 con compartimentos traseros más profundos.
- Ajuste óptimo a los contornos del cuerpo para una distribución equitativa de la presión.
- Confort y protección de la piel en una silla de ruedas basculante.
- Altura: 8 cm.
- Peso máximo soportado: 250 kg.

### Características técnicas:

- Grosor disponible: 8 cm
- Peso medio: 850 gramos
- Peso máximo del usuario: 250 kg
- Listo para usar: Sí
- Tallas estándar: 37x52 | 40x52 | 45x52 | 50x52 cm
- Lavable a máquina: Sí. Máx. 60°
- Tiempo secado (al aire): 5 a 6 horas
- Sin látex: Sí
- Fundas disponibles: Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover, Incotec Cover
- Garantía: 24 meses en la funda interior | Garantía de por vida en las SmartCells
- Utilizado con (entre otros):
  - Enfermedad neuromuscular
  - Reumatismo
  - Cuadriplejía
  - Alivio del dolor
  - En un entorno geriátrico
  - Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
  - Esclerosis múltiple (EM)



## COJINES ANTIESCARAS DE AIRE

# Cojín antiescaras Vicair Multifuncional O2 para silla de ruedas multifuncional

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso máximo soportado:** 250 kg
- **Peso :** 850 gramos
- **Altura:** 8 cm