

**REHABILITACIÓN Y EJERCICIO****Collarín cervical en poliéster y vinilo  
- RP180****COLLARÍN CERVICAL EN  
POLIÉSTER Y VINILO -  
RP180**

Collarín cervical en poliéster y vinilo - RP180 para el tratamiento de lesiones musculares en el área cervical.



## REHABILITACIÓN Y EJERCICIO

**Collarín cervical en poliéster y vinilo  
- RP180****CARACTERÍSTICAS**

- Ayuda destinada al tratamiento de las tensiones, contracturas o distensiones musculares cervicales, leves traumas del cuello o para el alivio muscular del cuello.
- Collarín rígido cervical realizado en poliéster y vinilo, con revestimiento en piel sintética.
- Regulable en altura gracias al cierre de velcro.
- Sin apoyo en mentón.
- Tallas disponibles 4
- Caja: Polietileno.
- Materiales:
  - Interno: poliéster y vinilo
  - Externo: poliuretano moldeado (piel sintética).
- Instrucciones:
  - Lavar a mano. Temperatura Max 40°.
  - Enjuagar suavemente sin escurrir. No utilizar productos con cloro.
  - No planchar. Secar acostado sobre una superficie plana.
- Variantes: RP180S | RP180M | RP180L | RP180XL.

	RP180S	RP180M	RP180L	RP180XL
↔ L:	35+40 cm	40+46 cm	46+54 cm	54+60 cm
↑↓ H:	9,5 cm	10,5 cm	12 cm	13 cm

## REHABILITACIÓN Y EJERCICIO

# Collarín cervical en poliéster y vinilo - RP180