

## SILLAS MULTIFUNCIONALES INFANTILES

# Silla bipedestadora multifuncional Baffin Trio

### SILLA BIPEDESTADORA MULTIFUNCIONAL BAFFIN TRIO



La **silla bipedestadora multifuncional Baffin Trio** está pensada para colocar al individuo en posición de pie, sentado, tumbado y para el transporte. Está disponible en dos tamaños (I y II) para jóvenes y adultos de estatura comprendida entre 135 y 180 cm.

Consta de asiento, respaldo, soportes laterales, reposapiés con plataformas para los pies, reposacabezas, rodillera, cinturones de cadera, chaleco, mesa y una base que soporta el dispositivo. Todo está recubierto de tapicería lavable.

Gracias al innovador sistema de "columna vertebral" incorporada, los soportes laterales y la corrección de la pelvis, es una herramienta excelente para los fisioterapeutas, que garantiza un posicionamiento más fácil del paciente en las posiciones de sentado y de pie.

## SILLAS MULTIFUNCIONALES INFANTILES

# Silla bipedestadora multifuncional Baffin Trio

### CARACTERÍSTICAS

#### Características:

- Un amplio rango de regulación de la estatura: el mismo dispositivo puede utilizarse para un niño de 135 cm de estatura o para un adulto de 180 cm.
- Tiene un gran potencial para la corrección pasiva de la postura en posición sentada, de pie y tumbada
- Permite colocar al paciente en posiciones de transición para lograr la mayor comodidad posible
- Posición erguida desde todas las posiciones: sentado, tumbado y posiciones de transición
- Función de transporte: uno de los pocos dispositivos que pueden utilizarse para transportar al paciente en posición de pie
- Gran capacidad de adaptación a la forma anatómica del usuario
- Posibilidad de adoptar la posición de pie, así como las posiciones de sentado y tumbado, manteniendo la estabilización del usuario
- Sistema de correas extraíbles para las axilas, soportes laterales para la cadera y reposabrazos que permiten transferir al paciente al dispositivo sin esfuerzo
- Sistema de reposabrazos cómodos y ajustables
- Mando a distancia intuitivo y fácil de usar

**Baffin TRIO puede utilizarse en las siguientes afecciones:** parálisis cerebral, distrofias musculares, parálisis de etiología diversa, espina bífida, mielomeningocele, afección tras una lesión medular, afección tras un traumatismo craneoencefálico, afección tras accidentes cerebrovasculares, defectos posturales (en particular escoliosis, cuando no puede utilizarse otro tratamiento).

#### Beneficios de uso:

- Mejora de la eficacia del sistema cardiovascular
- Prevención y tratamiento de la insuficiencia venosa
- Mejora de la ventilación pulmonar y prevención de la neumonía
- Prevención de la embolia pulmonar
- Prevención y tratamiento de la osteoporosis
- Prevención y tratamiento de la estasis urinaria
- Ayuda en la reeducación de la vejiga neurógena
- Mejora el estado mental
- Previene las atrofiás musculares
- Previene y trata la rigidez muscular, mejorar la movilidad de las articulaciones
- Trata y ralentiza el avance de la escoliosis en el caso de niños y jóvenes que han perdido la función de caminar
- Crea un patrón de sedestación correcto

Las **contraindicaciones** para el uso de Baffin TRIO son las mismas que para la posición de pie, entre ellas:

- Reacción atípica no deseada para la posición de pie
- Inflamación articular de diferentes orígenes
- Afecciones tras fracturas de huesos largos con proceso de curación incompleto
- Afecciones tras luxaciones y otras lesiones articulares
- Aumento de la temperatura corporal

## SILLAS MULTIFUNCIONALES INFANTILES

**Silla bipedestadora multifuncional  
Baffin Trio****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Ancho (asiento):** 15 -32 cm
- **Ancho (total):** 68 cm
- **Profundidad de asiento:** 16 - 40 cm
- **Longitud :** 87 cm
- **Altura de respaldo:** 42 - 58 cm
- **Carga máxima :** 60 kg

