

OUTLET

**Bolsa de 10 uds. de férula de stack
inyectada Ortec - IF020B**

**BOLSA DE 10 UDS. DE
FÉRULA DE STACK
INYECTADA ORTEC -
IF020B**

Bolsa de 10 uds. de férula de stack inyectada Ortec - IF020B
para la inmovilización de la articulación interfalángica distal en casos
de procesos dolorosos por traumatismo.



OUTLET

**Bolsa de 10 uds. de férula de stack
inyectada Ortec - IF020B****CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en polipropileno inyectado.
- Se puede conformar sumergiendo la férula en agua caliente a 60°.
- Incluye cinta de fijación.
- Bolsas de 10 uds. de la misma talla sin cintas de fijación.
- Inmoviliza la articulación interfalángica distal en ligera hiperextensión al tiempo que permite la movilidad de la articulación interfalángica proximal.
- Tallas:
 - 1 (1,6*)
 - 2 (1,8*)
 - 6 (2,3*)
 - 7 (2,5*)
 - *ancho IFD-articulación interfalángica distal en cm.

OUTLET

**Bolsa de 10 uds. de férula de stack
inyectada Ortec - IF020B**

MODELOS**• Talla:**

- 2
- 6
- 7
- 1