

OUTLET

## Férula inmovilizadora de muñeca - MN500

### FÉRULA INMOVILIZADORA DE MUÑECA - MN500



**Férula inmovilizadora de muñeca - MN500** para la fijación e inmovilización de la articulación durante los procesos de cura de lesiones o afecciones.

**OUTLET****Férula inmovilizadora de muñeca - MN500****CARACTERÍSTICAS**

- Férula en termoplástico moldeado de baja densidad.
- Fijación segura mediante 3 puntos de ajuste: palma, muñeca y antebrazo.
- Refuerzo por resalte palmar. Alojamiento para el pulgar.
- Apertura dorsal con lengüeta.
- Cinchas de sujeción removibles.
- Diseños fácilmente adaptables y moldeables mediante pistola de aire caliente.
- Inmovilización y control de la movilidad.
- Estabilización de la articulación de muñeca.
- Tallas:
  - L (20-23\*) derecho e izquierdo.
  - \*contorno de muñeca en cm.

## OUTLET

**Férula inmovilizadora de muñeca -  
MN500**

## MODELOS

- **Tamaño:**
  - L
  - L
- **Modelo:**
  - Izquierdo
  - Derecho