


## CINTURONES PERINEALES PARA SILLAS DE RUEDAS

**Cinturón perineal de doble cinta con cierre de hebillas 305510 para sillón o silla de ruedas****CINTURÓN PERINEAL DE DOBLE CINTA CON CIERRE DE HEBILLAS 305510 PARA SILLÓN O SILLA DE RUEDAS**

Ofrece una inmovilización estable, segura y cómoda en la zona perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para impedir que el usuario lo abra. El **cinturón perineal con doble cinta para Silla/Sillón** evita que el paciente se incline, se deslice o sufra mala postura



## CINTURONES PERINEALES PARA SILLAS DE RUEDAS

# Cinturón perineal de doble cinta con cierre de hebillas 305510 para sillón o silla de ruedas

### CARACTERÍSTICAS

- Cinturón perineal con doble cinta para silla o sillón.
  - Indicado para problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas.
  - Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra mala postura.
  - Ofrece una sujeción firme y cómoda en el área perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.
- \*Composición:
- Tejido acolchado (antelina, velur, foam).
  - Cierre de hebillas y cintas de polipropileno.
- \*Mantenimiento:
- Lavar a mano o a máquina a temperatura máxima de 40°C.
  - Secar en posición horizontal y sin fuentes de calor.



**CINTURONES PERINEALES PARA SILLAS DE RUEDAS**

**Cinturón perineal de doble cinta con cierre de hebillas 305510 para sillón o silla de ruedas**