

## CINTURONES ABDOMINALES PARA CAMA

**Cinturón cama acolchado imán 90 t/xl****CINTURÓN CAMA  
ACOLCHADO IMÁN 90  
T/XL**

**Cinturón cama acolchado imán 90 t/xl** permite al usuario el giro 90 grados a derecha e izquierda. **Evita caídas** sin una inmovilización total. La duración de este tipo de cinturones se aconseja el cambio entre tres y doce meses , según uso.



**CINTURONES ABDOMINALES PARA CAMA****Cinturón cama acolchado imán 90 t/xl****CARACTERÍSTICAS**

**EFFECTOS Y VENTAJAS:** Permite el giro 90 grados a derecha e izquierda. Evita caídas sin una inmovilización total.

**COMPOSICIÓN:** Tejido acolchado (antelina, velur y foam) Cierre magnético. Cinta de nylon.

**MEDIDAS:** Cama de 90. Cintura de 143 a 164cm

**MANTENIMIENTO:** Lavar con agua fría. Temperatura mínima de 30°C. No lavar en seco. No tolera secadora. No usar lejía. No planchar.

**DURACIÓN :** Los cierres de imán, se aconseja el cambio entre tres y doce meses , según uso.

## CINTURONES ABDOMINALES PARA CAMA

**Cinturón cama acolchado imán 90 t/xl****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Tipo de cierre:** Imán
- **Medidas de Somier:** 90 cm
- **Medidas:** Cintura de 143 a 164cm
- **Composición:** Tejido acolchado (antelina, velur y foam)
- **Composición:** Cinta de nylon