

## INHALADORES

# Dispositivo para terapia de presión positiva en las vías respiratorias C-PAP Y A-PAP LTK410

### DISPOSITIVO PARA TERAPIA DE PRESIÓN POSITIVA EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS C-PAP Y A-PAP LTK410



Los dispositivos de presión en la vía aérea Moretti Ibérica están indicados para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (SAOS) en pacientes con un peso superior a 30 kg. Cuentan con un diseño moderno, compacto y fácil de transportar, pero sobre todo destacan por ser increíblemente silenciosos.

- Configuración de rampa fácil de ajustar
- Compensación de pérdidas.
- Recogida de datos en tarjeta SD.
- Índice AHI y visualización de datos históricos.
- Pantalla LCD retroiluminada e interfaz fácil de usar.
- La función Smart Start/Stop permite iniciar y detener la terapia automáticamente mediante la detección de la respiración del paciente.
- Tipo de protección: IP21.
- La mascarilla y el tubo de aire son piezas de tipo BF.

## INHALADORES

# Dispositivo para terapia de presión positiva en las vías respiratorias C-PAP Y A-PAP LTK410

## CARACTERÍSTICAS

### Características:

- Ventilador de presión positiva con suministro de aire continuo o automático.
- El dispositivo consta de la unidad principal, el humidificador y la fuente de alimentación.
- Pantalla digital sencilla e intuitiva a través de la cual se pueden ajustar los parámetros de la terapia, comprobar la configuración durante el uso y revisar los datos resultantes una vez finalizado el uso.
- Humidificador integrado para mitigar los efectos no deseados de la terapia, como la sequedad de boca y nariz.
- Micro-SD de 8 GB para almacenar datos e información detallada sobre la terapia realizada y para permitir la descarga de datos a un software especial para PC.
- La configuración de los parámetros debe ser realizada exclusivamente por personal médico. Póngase en contacto con MORETTI SPA para obtener la contraseña para configurarlos.

### Características técnicas:

- Entrada de alimentación: fuente de alimentación universal, 100-240 V, 50/60 Hz
- Rango de presión: 4 - 20 cm H2O (ajustable en incrementos de 0,5 cm H2O)
- Tiempo de rampa: 0 - 45 minutos (ajustable en incrementos de 5 minutos)
- Nivel de ruido:  $\leq 30$  dB (A)
- Presión inicial: 4 - 20 cm H2O (ajustable en incrementos de 0,5 cm H2O)
- Presión máxima: 4 - 20 cm H2O (ajustable en incrementos de 0,5 cm H2O)
- Presión mínima: 4 - 20 cm H2O (ajustable en incrementos de 0,5 cm H2O)
- Dimensiones: Largo: 27,2 cm x Ancho:18,1 x Alto:9,3 cm
- Peso: 1,41 kg (humidificador incluido)

### Accesorios:

- Incluidos:
  - Micro SD
  - Cod. LTK463 - Clip para cordón de máscara
- No incluidos:
  - Cod.LTK451-x\*\* Máscara nasal
  - Cod.LTK450-x\* Mascarilla facial para personas con problemas de respiración nasal
- Opcionales:
  - Mascarilla facial talla S - LTK450-S
  - Mascarilla facial talla M - LTK450-M
  - Mascarilla facial talla L - LTK450-L
  - Mascarilla nasal talla S - LTK451-S
  - Mascarilla nasal talla M - LTK451-M
  - Mascarilla nasal talla L - LTK451-L
  - Conector de acceso de oxígeno - LTK459
  - Cojín CPAP/APAP - ST363

## INHALADORES

**Dispositivo para terapia de presión  
positiva en las vías respiratorias  
C-PAP Y A-PAP LTK410**