

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Sábana de transferencia, protector y absorbente para cama de 90**SÁBANA DE
TRANSFERENCIA,
PROTECTOR Y
ABSORBENTE PARA
CAMA DE 90**

Este conjunto está compuesto de un **protector de colchón de 90** con la zona central deslizante y **un empapador con asas para movimientos posturales**. Se usa con el fin de **incrementar la seguridad y el confort en el traslado y posicionamiento de los pacientes**. Impermeable, absorbente, transpirable, lavable y práctico.



MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD**Sábana de transferencia, protector y absorbente para cama de 90****CARACTERÍSTICAS*****Composición:**


- Protector de colchón 100% rizo/terry impermeable.
- Zona central: raso suave deslizante.
- Sábana de transferencia: 4 capas (napa, celulosa, tst y vinilo).
- Asas de polipropileno.

***Medidas:**

- Transfer: 90 x 85
- Cama de 90 x 190 x 15/20

***Mantenimiento:**

- Lavar con agua fría.
- Temperatura máxima de 30°C.
- No lavar en seco.
- No tolera secadora.
- No usar lejía.
- No planchar.



MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Sábana de transferencia, protector y absorbente para cama de 90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Medidas:** Cama de 90 x 190 x 15/20
- **Composición:** Protector de colchón 100% rizo/terry impermeable
- **Composición:** Zona central: raso suave deslizante
- **Composición:** Sábana de transferencia: 4 capas (napa, celulosa, tst y vinilo)
- **Composición:** Asas de polipropileno